

Ordre de prélèvement des tubes

Hémoculture aérobie



Hémoculture anaérobie



Verre rouge



Rejet 2 ml



Bleu pâle* / Bleu



Plastique rouge



Or* / Doré



Menthe* / Vert pâle



Hép. Na* / Vert foncé



Quantiférons



Bleu royal



Lavande



Rose



Gris



Jaune ACD



* : nouvelle appellation SIL-P (Softlab)

Si le contenant est identifié « Divers », référez-vous au répertoire des analyses disponible sur santeestrie.qc.ca (section Professionnels | Ressources pour les professionnels | Laboratoires)

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec