

# Ordre de prélèvement des tubes

Hémoculture aérobie



Hémoculture anaérobie



Verre rouge



Rejet 2 ml



Bleu pâle\* / Bleu




Plastique rouge



Or\* / Doré



Menthe\* / Vert pâle



Hép. Na\* / Vert foncé



Quantiférons



Bleu royal



Lavande



Rose



Gris



Jaune ACD



\* : nouvelle appellation SIL-P (Softlab)

Si le contenant est identifié « Divers », référez-vous au répertoire des analyses disponible sur [santeestrie.qc.ca](http://santeestrie.qc.ca) (section Professionnels | Ressources pour les professionnels | Laboratoires)

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Estrie – Centre  
hospitalier universitaire  
de Sherbrooke

Québec

