Direction des services généraux

REGISTRE ANNUEL D'ENTRETIEN

Tenir un	registre	pour	chaque	appareil	d'entreposage	e des	vaccins

Identification de l'appareil réfrigérant :
--

Fréquence	Tâches	Date prévue (année/mois/jour)	Date effectuée (année/mois/jour)	Effectué par	Précisions
2 fois par année	Nettoyer les moteurs et les serpentins				
	Nettoyer l'intérieur de l'appareil réfrigérant				
	Vérifier l'étanchéité des joints de la porte				
	Vérifier (test) le fonctionnement du système d'alarme				
Aux 2 ans	Faire inspecter l'appareil réfrigérant par un technicien spécialisé en réfrigération				

Direction des services généraux

Tenir un registre pour chaque dispositif de surveillance de la température

Identification du dispositif de surveillance de la température :	
--	--

Fréquence	Tâches	Date prévue (année/mois/jour)	Date effectuée (année/mois/jour)	Effectué par	Précisions
ion	Date d'expiration :				
À la date d'expiration	Remplacer le dispositif de surveillance de la température				
1 fois par année ou au besoin	Vérifier l'état du dispositif				
	Faire étalonner par un technicien spécialisé en réfrigération (si le dispositif n'est pas expiré)				
	Remplacer la batterie du dispositif				